آزمایشگاه فیزیک 2-آزمایش 8: بررسی میدان مغناطیسی در حلقه و سیملوله، تعیین مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین به کمک حلقه حامل جریان


الف) بررسی میدان مغناطیسی در حلقه

هدف: بررسی میدان مغناطیسی در مرکز حلقه و چگونگی بستگی آن به شعاع و تعداد دورهای حلقه

تئورى آزمايش:

شکل زیر حلقه ای رسانا به شعاع a را نشان می دهد که حامل جریان I می باشد. باتوجه به قانون بیوساوار اندازه میدان مغناطیسی dB

$$\left|d\vec{B}
ight|=dB=rac{\mu_0 I}{4\pi}rac{dl}{r^2}$$
 (1) I که حامل جریان dL عباشد، عبارت است از



که در آن $\frac{T \cdot m}{A} = 4\pi \times 10^{-7}$ و $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ المان مزبور تا نقطه مورد نظر p است. با توجه به شکل بر نقطهای روی محور حلقه داریم:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl}{a^2 + x^2} \tag{2}$$

بنابراین برای مولفه های x و y می توان نوشت:

$$dB_{x} = dB\cos\theta = \frac{\mu_{0}.I}{4\pi} \cdot \frac{dl}{a^{2} + x^{2}} \cdot \frac{a}{(a^{2} + x^{2})^{\frac{1}{2}}}$$
(3)

$$dB_{y} = dB \sin \theta = \frac{\mu_{0} I}{4\pi} \cdot \frac{dl}{a^{2} + x^{2}} \cdot \frac{x}{(a^{2} + x^{2})^{\frac{1}{2}}}$$
(4)

به دلیل تقارن موجود، مجموع مولفههای عمود بر محور X برابر صفر میشود؛ یعنی $B_y=0$. به منظور یافتن مجموع مولفههای X، از رابطه (3) روی کل حلقه انتگرال می گیریم. نتیجه عبارت خواهد بود از :

$$B_x = B = \frac{\mu_0 . Ia^2}{2(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$
 (5)

در مركز حلقه (X=0) نتيجه بالا به صورت زير حاصل مي آيد :

$$B(X=0) = \frac{\mu_0 . I}{2a} \tag{6}$$

در نهایت برای حلقهای که شامل N دور سیم میشود، میدان مغناطیسی در مرکز حلقه عبارت است از:

$$B = N \frac{\mu_0 I}{2a} \tag{7}$$

اجرای آزمایش:

- 2) حلقه رسانا با یک دور را (N=1) در محل پایه خود نصب می کنیم.
- 2) با كمك مولد الكتريكي، جريان الكتريكي 5 آمپر را به اتصالات حلقه متصل مي كنيم.
- 3) با قرار دادن نوک پروب اندازه گیری میدان مغناطیسی در مرکز حلقه، بزرگی میدان را اندازه می گیریم.

(بدین منظور مانند ویدیوی آموزشی، ابتدا کلید دستگاه را بر روی G/10 قرار داده و حتی الامکان وسایل مغناطیسی مانند آهنربا و موبایل را از پروب دور می کنیم. قبل از برقراری جریان عددی که نمایشگر نشان می دهد را یادداشت می کنیم. سپس نوک پروب را در مرکز حلقه حامل جریان قرار داده و عدد روی آن را می خوانیم. سپس تفاضل این عدد و عدد اولیه را بدست آورده و آن را می نامیم. در این حالت میدان مغناطیسی عبارت است از $\frac{A}{100}$ و یا $\frac{A}{100}$.)

4) با تعویض حلقههای مشابه ولی با دورهای N=2,N=3 مراحل 2 و 3 را تکرار می کنیم. نتایج حاصل از این اندازه گیری ها در بخش دیتاها آمده است. با استفاده از این نتایج و تئوری آزمایش جدول زیر را کامل کنید.

(دور) N	1	2	3
B(mT)			
(شعاع حلقه) R (cm)			

⁵⁾ با کمک این نتایج نمودار B-N را رسم کرده و صحت رابطه (7) را تحقیق کنید.

6) آزمایش را با حلقههای تک دور دیگر، ولی با شعاعهای متفاوت و شدت جریان 5 آمپر تکرار کرده و میدان را در مرکز حلقه بدست میآوریم. نتایج این اندازه گیری ها نیز در بخش داده ها آمدهاند. برای این داده ها نیز جدولی مانند جدول زیر در گزارش کار خود رسم نموده و آنرا تکمیل کنید.

R(cm)		
B(mT)		


⁷⁾ با رسم نمودار صحت رابطه (7) را تحقیق کنید.

ب) بررسی میدان مغناطیسی در سیملوله

هدف: تعیین میدان مغناطیسی در امتداد محور یک سیم لوله طویل

تئورى آزمايش:

سولونوئید (سیم لوله) یک سیمپیچ به شکل استوانه است که حامل جریان I است. برای سادگی ما در شکل زیر سیم لولهای را نشان داده ایم که بیش از چند دور ندارد. همه دورها حامل جریان Iهستند و میدان کل I در هر نقطه عبارت است از حاصل جمع برداری میدانهای ناشی از تک تک دورها. این شکل خطوط را در صفحات I کنمایش می دهد.



در صورتی که طول سیم لوله در مقایسه با سطح مقطع آن بسیار زیاد باشد، میدان در داخل سیم لوله در نزدیکی محور آن تا حد زیادی یکنواخت و به موازات محور است و میدان در خارج سیم لوله بسیار ناچیز است به طوری که می توان از آن چشم پوشید. (B=0)

در یک سیملوله ایده آل که طول L خیلی بیشتر از شعاع R است، میدان در تمام نقاط داخل آن که دور از دو سر سیملوله قرار دارند، به موازات محور سیملوله بوده و اندازه آن از رابطه زیر بدست می آید.

$$B = \mu_0 NI \tag{8}$$

که در آن B بزرگی میدان، μ_0 ثابت تراوایی، N تعداد دور در واحد طول و I جریان الکتریکی است.

اجرای آزمایش:

- 1) سیملوله ای با طول 17 سانتیمتر، قطر 3.2 سانتیمتر و تعداد دور 300 را اختیار می کنیم. سپس مانند فیلم آموزشی مدار شامل منبع تغذیه، آمپرمتر و سیم لوله را به طور سری می بندیم.
 - 2) با استفاده از مولد الکتریکی جریان 1 آمپر را از سیملوله عبور می دهیم.
- 3) نوک میله پروب را از یکی از سمتها در ابتدای سیملوله قرار داده و میدان مغناطیسی را یادداشت میکنیم (متناظر با Z=0 در جدول زیر). حال پروب را در طول سیملوله یک سانتی متر یک سانتی متر جابجا کرده و میدان را اندازه گیری میکنیم. نتایج حاصل از اندازه گیری میدان مغناطیسی در بخش داده ها آمده است. با استفاده از این مقادیر جدول زیر را کامل نمایید.


Z(cm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B(mT)										

Z(cm)	10	11	12	13	14	15	16	17
B(mT)								


- 4) با استفاده از این جدول، تغییرات میدان مغناطیسی در طول سیملوله (یعنی نمودار B بر حسب Z) را بر روی کاغذ میلیمتری رسم کنید.
 - 5) به طور کیفی آنچه از این نمودار متوجه شدهاید را در گزارش کار خود بنویسید.
- (B_{z=L/2}) میدان مغناطیسی را از رابطه (8) محاسبه و با مقدار بدست آمده در مرکز سیملوله مقایسه کنید. سپس درصد خطا را بدست آورید.

ج) تعیین مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین به کمک حلقه حامل جریان

همان طور که میدانید زمین مانند یک آهنربا عمل میکند. نموداری از میدان مغناطیسی زمین در شکل مقابل نشان داده شده است.



همان گونه که از شکل پیداست بردار میدان مغناطیسی (B) در هر نقطه از فضا بر خط القای مغناطیسی مماس است که این میدان در نزدیکی سطح زمین دارای یک زاویه با سطح افق است. هدف ما در این آزمایش تعیین مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین (B_0) در شکل زیر) در محل آزمایش است.




برای این منظور ما از حلقه حامل جریان استفاده می کنیم. می دانیم شدت میدان مغناطیسی در مرکز یک حلقه دایرهای شکل که شامل N دور سیم است و از آن جریان I عبور می کند، از رابطه زیر به دست می آید:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2r} \tag{9}$$


 $\mu_0=4\pi imes10^{-7}T.m/A$:در این رابطه ${f r}$ شعاع حلقه است و μ_0 تراوایی خلا نامیده می شود:

جهت میدان مغناطیسی را می توان به کمک قاعده دست راست تعیین کرد. بدین ترتیب که اگر حلقه را با دست راست خود بگیریم به گونهای که انگشت شصت در جهت جریان باشد، جهت میدان مغناطیسی در جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر است.



یکی از راههایی که میتوان برای تعیین مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین از آن استفاده کرد، روش گالوانومتر تانژانت است. بدین منظور از یک قطبنما که صفحه زیرین آن مدرج شده است استفاده میشود.

در این روش قطب نما در مرکز پیچه حامل جریان قرار می گیرد. در صورتی که از پیچه جریانی عبور نکند، عقربه مغناطیسی تحت تاثیر B_0 به سمت شمال جغرافیایی زمین سمت گیری می کند. اما با برقراری جریان در سیم پیچ، عقربه مغناطیسی تحت اثر دو میدان قرار می گیرد: B_0 و B مربوط به پیچه حامل جریان در مرکز آن. بدیهی است در این حالت مانند شکل زیر عقربه مغناطیسی در امتداد بر آیند این دو میدان قرار خواهد گرفت.




همانطور که در شکل مشخص است بین کمیتهای B_0 و B_0 رابطه زیر برقرار است :

$$\tan \theta = \frac{B}{B_0} \tag{10}$$

که در آن B_0 ، $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$ مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین، و θ انحراف قطبنما از راستای شمال جغرافیایی است.

اجرای آزمایش:

- 1) ابتدا پایههای گالوانومتر تانژانت را آنقدر میچرخانیم تا عقربه مغناطیسی قطب نما (که در حالت عادی در جهت شمال جغرافیایی زمین سمتگیری کرده است) در صفحه سیم پیچ قرار گیرد.
 - 2) مداری مطابق شکل زیر را تشکیل می دهیم.



3) سپس با استفاده از رئوستا جریانهای متناظر با جدول زیر را در مدار برقرار کرده و به ازای این جریانها میزان انحراف عقربه قطبنما را اندازه گیری می کنیم. نتایج این اندازه گیریها در بخش دادهها آمده است. با استفاده از این نتایج جدول زیر را تکمیل کنید.

r = 10.5cm شعاع سیمپیچ

N=20 تعداد دور

I(A)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
θ					
$\tan \theta$					
В					
B_0					

مقدار میانگین B_0 را تعیین کنید.